



文字や大事なデザインは  
この点線内にお入れください

印刷範囲

ぬりだし範囲

ぬりだし範囲



台紙寸法 73mm×202mm

●創傷面を清潔にして、パッド部分を創傷面において、両側のテープで固定し使用してください。

**使用上の注意**

●本品の使用により「かゆみ」「かぶれ」等が発生した場合は、使用を中止し医師または薬剤師に相談してください。

●パッド部分が濡れ、また汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので貼り替えてください。

●ご使用は機能・衛生上1枚1回限りとしてください。

**保管上の注意**

●小児の手の届かないところに保管してください。

●直射日光を避け、清潔なところに保管してください。

製造販売元：栄和産業株式会社  
新潟県上越市三和区稲原133-20  
相談窓口：025-532-4741（薬事部担当）  
受付時間/9:00～17:00（土、日、祝日を除く）  
フミービル®は栄和産業(株)の登録商標です。

製造販売元出番号 15B3X1004000010 XXXX  
一般医療機器 救急絆創膏 販売名：フミービル®オレフィン  
内容量：Mサイズ（72mm×19mm）\*\*枚入